

# Portal de administración de Acuo



Inteligente, versátil, potente.

En el sector sanitario actual, la gestión de grandes cantidades de datos de imágenes de toda la empresa puede ser intimidante. Requiere una solución que sea inteligente, versátil y potente para dirigir las necesidades de un entorno de imágenes complejo. Acuo Admin Portal es una solución de huella cero que permite a los administradores y usuarios avanzados desempeñarse con la máxima eficiencia mientras administran una amplia gama de funciones de infraestructura en todo el entorno de aplicaciones y servidores de Acuo.

El portal le permite evaluar fácilmente el estado del sistema a partir de una visión general inteligente. Desde el punto de vista general, los enlaces le permiten profundizar y abordar rápidamente cualquier cambio necesario en todos los servidores Acuo o en un subconjunto de servidores, lo que simplifica y acelera la administración de cambios.


Con Acuo Admin Portal, se ejecutan tareas administrativas de nivel empresarial, como administrar/construir rutas, actualizar políticas de información de salud protegida (PHI), hacer migraciones de forma transparente o agregar nuevos archivos, administrar el registro/repositorio de uso compartido de documentos entre empresas (XDS) y los conflictos de identificadores únicos (UID).

Las herramientas avanzadas de monitoreo proporcionan información en tiempo real sobre el rendimiento de la infraestructura de archivo neutral (VNA) del proveedor de Acuo. Con esta información, los problemas se identifican e implementan rápidamente para mejorar los procesos y optimizar el rendimiento. Junto con las herramientas en tiempo real, Acuo Admin Portal también proporciona una plataforma avanzada de análisis de datos que produce información poderosa.




El portal de administración de Acuo incluye las siguientes características:


- **Explorador de contenidos:** administre/actualice repositorios XDS y DICOM
- **Gestión del almacenamiento:** configure, cree y recupere activos digitales
- **Migraciones DICOM:** La herramienta de migración DICOM integrada de Acuo puede ayudar a las organizaciones a migrar datos al VNA
- **Gestión de rutas:** cree y configure rutas entre entidades de aplicación y destinos
- **Flujo de trabajo:** gestione, mueva y almacene trabajos entre distintos sistemas.
- **Informes empresariales avanzados:** vea/administre datos analíticos
- **Gestión del ciclo de vida:** cree políticas de retención de datos
- **Auditoría:** basado en los estándares IHE, Acuo registra datos de usuarios y tareas
- **TagMapper:** configure e implemente mapas que modifican y normalizan datos
- **Gestión de integraciones:** gestione las integraciones de los sistemas HIS/RIS que proporcionan datos ADT y eventos asociados recibidos de una fuente de lista de trabajo HL7 o DICOM. Esto incluye la edición y eliminación de pacientes o eventos.
- **Resolución de conflictos de UID:** resuelva conflictos de almacenamiento
- **Supervisión avanzada del sistema:** personalice las alertas para notificar a los administradores los errores críticos
- **Anonimización de estudios:** anonimice estudios para proyectos de investigación y análisis




**Intelligent Dashboard Overview** proporciona a los administradores una vista del estado del sistema para evaluar el funcionamiento del sistema rápida y fácilmente.



Desde el panel de **Acuo**, los administradores pueden acceder fácilmente a los flujos de trabajo críticos necesarios para administrar y configurar su sistema Acuo.



Acuo **Route Builder** permite a los administradores crear fácilmente rutas a varios destinos. La pantalla gráfica permite a los administradores visualizar las rutas existentes.



**Acuo QC** proporciona a los administradores acceso a los flujos de trabajo críticos y permite un fácil acceso a los datos clínicos para un control de calidad y correcciones rápidas.